

Comfort LATEX

oldalanként eltérő keménységű, zónásított gumilates fekvőfelületű hideghab matrac antiallergén huzatban, vákuumsomagolásban



KÖZEPESEN KEMÉNY
/ KEMÉNY

- extravastag HACOsoft® hőrögztített, nem szótt textíliával zónásítva steppelt, antiallergén Soft & Fresh® matrachuzat (cipzáras, levehető, mosógépben mosható kivitelben)
- 3 cm vastag pontrugalmas, zónásított gumilates komfortréteg
- 14 cm vastag ortopedikus, átszellőző hideghab matrachuzat
- ellenálló PP-PES jacquard matrachuzat

Comfort COCO

oldalanként eltérő keménységű, klímacsatornás, zónásított hideghab fekvőfelületű habmatrac antiallergén huzatban, vákuumsomagolásban




KEMÉNY
/ KÖZEPESEN KEMÉNY

- extravastag HACOsoft® hőrögztített, nem szótt textíliával zónásítva steppelt, antiallergén Soft & Fresh® matrachuzat (cipzáras, levehető, mosógépben mosható kivitelben)
- 3 cm vastag klímacsatornás, 5 anatómiai zónára osztott ortopedikus hideghab komfortréteg
- 2 cm vastag erősített ortopedikus hab merevítőréteg
- 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
- 14 cm vastag ortopedikus, átszellőző hideghab matrachuzat
- ellenálló PP-PES jacquard matrachuzat

DeLuxe EXTRA

oldalanként eltérő keménységű, zónásított gumilates fekvőfelületű hideghab matrac memóriahabbal steppelt, aromakapszulás huzatban, vákuumsomagolásban



KEMÉNY
/ KÖZEPESEN KEMÉNY

- testhőre lágyuló memóriahabbal steppelt Bayscent Neutralizer® aromakapszulás matrachuzat (a matrachuzat átforgatásához cipzáras, levehető kivitelben)
- 2 cm vastag pontrugalmas, zónásított gumilates komfortréteg
- 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
- 14 cm vastag ortopedikus, átszellőző hideghab matrachuzat
- ellenálló PP-PES jacquard matrachuzat

Jótállási idők termékcsaládok szerint*

BASIC

általános,
értéksávós jótállás

CLASSICO

4 ÉV

PRIMO

8 ÉV


SUPERIO

12 ÉV

*Az általános, értéksávós jótállási idővel együtt vállalt jótállási idő teljes hossza. Bővebb tájékoztatást a Jótállási jegyen, illetve aktuális árlistánkban talál.

Fitness

forgatható, ortopedikus hideghab fekvőfelületű mono zónás habmatrac antibakteriális és nedvességszabályozó huzatban




KEMÉNY

- extravastag HACOsoft® hőrögzített, nem szőtt textíliával zónásítva steppelt, antibakteriális és nedvességszabályozó Silver Protect® matrachuzat (cipzáras, levehető, mosógépben mosható kivételben)
- 4 cm vastag ortopedikus, átszellőző hideghab komfortréteg
- 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
- 4 cm vastag ELIOCELL® hideghab magrész
- 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
- 4 cm vastag ortopedikus, átszellőző hideghab komfortréteg
- ellenálló PP-PES jacquard matrachuzat

Fitness PLUS

oldalanként eltérő keménységű, klímacsatornás, zónásított hideghab fekvőfelületű habmatrac antibakteriális és nedvességszabályozó huzatban




KEMÉNY
/ KÖZEPESEN KEMÉNY

- extravastag HACOsoft® hőrögzített, nem szőtt textíliával zónásítva steppelt, antibakteriális és nedvességszabályozó Silver Protect® matrachuzat (cipzáras, levehető, mosógépben mosható kivételben)
- 4 cm vastag klímacsatornás, 5 anatómai zónára osztott ortopedikus hideghab komfortréteg
- 4 cm vastag átszellőző, ortopedikus hideghab párnázórég
- 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
- 4 cm vastag ELIOCELL® hideghab magrész
- 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
- 4 cm vastag átszellőző, ortopedikus hideghab komfortréteg
- ellenálló PP-PES jacquard matrachuzat

Fitness LATEX

oldalanként eltérő keménységű, zónásított gumilatex fekvőfelületű hideghab matrac antibakteriális és nedvességszabályozó huzatban




KÖZEPESEN KEMÉNY
/ KEMÉNY

- extravastag HACOsoft® hőrögzített, nem szőtt textíliával zónásítva steppelt, antibakteriális és nedvességszabályozó Silver Protect® matrachuzat (cipzáras, levehető, mosógépben mosható kivételben)
- 4 cm vastag pontrugalmas, zónásított gumilatex komfortréteg
- 4 cm vastag átszellőző, ortopedikus hideghab párnázórég
- 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
- 4 cm vastag ELIOCELL® hideghab magrész
- 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
- 4 cm vastag átszellőző, ortopedikus hideghab komfortréteg
- ellenálló PP-PES jacquard matrachuzat

Fitness Memo COOL

hűsítő és légáteresztő memóriahab fekvőfelületű mono zónás hideghab klímamatrac antibakteriális és nedvességszabályozó huzatban



KÖZEPESEN KEMÉNY

- extravastag HACOsoft® hőrögzített, nem szőtt textíliával zónásítva steppelt, antibakteriális és nedvességszabályozó Silver Protect® matrachuzat (cipzáras, levehető, mosógépben mosható kivételben)
- 4 cm vastag **COOLGEL MEMORY®** testhőre lágyuló, alakkövető, hűsítő és légáteresztő memóriahab komfortréteg
- 4 cm vastag átszellőző, ortopedikus hideghab párnázórég
- 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
- 4 cm vastag ELIOCELL® hideghab magrész
- 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
- 4 cm vastag átszellőző, ortopedikus hideghab komfortréteg
- ellenálló PP-PES jacquard matrachuzat

CEASAR



Normál keménységű fekvőfelület



Azonos komfortú
oldalak

5 rétegű, 3 zónás táskarugóval

80×200 cm

90×200 cm

100×200 cm

140×200 cm

160×200 cm

180×200 cm

200×200 cm



A Ceasar táskarugós matracunk ötvözi a pontelasztikusságot a megfelelő alátámasztással és magas fokú komforttal. Ebben a 3 zónás prémium kivitelű ágybetétben zsákokba varrt rugók találhatók. Ezekre a megfelelő alátámasztást biztosító fehér komfort réteg került. A belsejébe lévő zsákrugók zónásítása rendkívül magas rugalmasságot és kényelmet biztosít.


4 cm | N3038 fehér komforthab
0,5 cm | 500 gr tűsnemez
12 cm | táskarugó
+palánkozás
0,5 cm | 500 gr tűsnemez
4 cm | N3038 fehér komforthab

VASTAGSÁG


19 cm + 1 cm huzat

A normál komfortú habok közé helyezett kiváló táskarugóknak köszönhetően az ágybetét rugózása nem hullámzik át a matrac másik felére. Így tökéletes nyugalmat biztosít, rosszul alvó partnere mellett is. Kétoldalas használat javasolt.

javasolt alátámasztás:
merev ágyrács



A nem megfelelő alátámasztás használata garancia vesztéssel jár. Mi számít elfogadott megoldásnak? Sűrűbb farugós vagy deszkázott típus, maximum 4-5 centiméteres közökkel! Fontos a felhasznált anyagvastagság is, mivel ha az alátámasztás negatív irányba át tud hajolni, az az ágybetét roncsolódását fogja eredményezni.




HEKTOR



Antibakteriális és memóriahab a fekvő felületeken



Kemény magjának köszönhetően nagy teherbírású



7 rétegű, gerinckímélő, memória- kókusz-habmatrac

80×200 cm

90×200 cm

100×200 cm

140×200 cm

160×200 cm

180×200 cm

200×200 cm




5 zónás exkluzív kialakításának köszönhetően alkalmazkodik a test vonalához, pihentető alvást eredményez. Alsó felületét antibakteriális hab alkotja. Nyitottabb szerkezetének köszönhetően kiválóan szellőzik, ezért ezt a nyári oldalnak javasoljuk. A memória zárt felépítése okán jobban „melegít”, így ezen felületet a téliesebb, hűvösebb időszakra ajánljuk. A kókuszrostok további merevítést biztosítanak.

- 4 cm | V5018 sárga memóriahab
- 4 cm | N3038 fehér komforthab
- 1 cm | merevítő kókuszréteg
- 6 cm | N3555 rózsaszín/zöld keményhab
- 1 cm | merevítő kókuszréteg
- 4 cm | N3038 fehér komforthab
- 4 cm | R3638 zöld antibakteriális hab

VASTAGSÁG
24 cm + 1 cm huzat

Kétféle huzattal, kétféle varrásmóddal kínáljuk. A tencel huzat cellulóz rostokkal átszőtt, amelyek elvezetik az izzadságot. A carbon huzat csökkenti az elektroszmog káros hatásait, nyugodt alvást biztosít.

javasolt alátámasztás:
farugós ágyrács



A nem megfelelő alátámasztás használata garancia vesztéssel jár. Mi számít elfogadott megoldásnak? Sűrűbb farugós vagy deszkázott típus, maximum 4-5 centiméteres közökkel! Fontos a felhasznált anyagvastagság is, mivel ha az alátámasztás negatív irányba át tud hajolni, az az ágybetét roncsolódását fogja eredményezni.

PERSZEUSZ

Memóriahab a fekvő felületen



Kemény magjának köszönhetően nagy teherbírású



80×200 cm

90×200 cm

100×200 cm

140×200 cm

160×200 cm

180×200 cm

200×200 cm

6 rétegű,
gerinckímélő,
memória- kókusz-
habmatrac



5 zónás exkluzív kialakításának köszönhetően alkalmazkodik a test vonalához, pihentető alvást eredményez. Komfortosabbá alakítja ágybetétedet, mivel a felépítéséből adódóan körülöleli a testet. Jó a hőtartó képessége is. A kókuszrostok további merevítést biztosítanak.

4 cm | V5018 sárga memóriahab

4 cm | N3038 fehér komforthab

1 cm | merevítő kókuszréteg

6 cm | N3555 rózsaszín/zöld keményhab

1 cm | merevítő kókuszréteg



4 cm | N3038 fehér komforthab

VASTAGSÁG

19 cm + 1 cm huzat

Kétféle huzattal, kétféle varrásmóddal kínáljuk. A tencel huzat cellulóz rostokkal átszőtt, amelyek elvezetik az izzadstágot.

javasolt alátámasztás:
farugós ágyrács



A nem megfelelő alátámasztás használata garancia vesztéssel jár. Mi számít elfogadott megoldásnak? Sűrűbb farugós vagy deszkázott típus, maximum 4-5 centiméteres közökkel! Fontos a felhasznált anyagvastagság is, mivel ha az alátámasztás negatív irányba át tud hajolni, az az ágybetét roncsolódását fogja eredményezni.


APHRODITE



Memóriahab fekvőfelület



Kemény magjának
köszönhetően
nagy teherbírású



6 rétegű,
gerinckímélő,
memória- kókusz-
habmatrac

80×200 cm

90×200 cm

100×200 cm

140×200 cm

160×200 cm

180×200 cm

200×200 cm





A vastag memória rendkívüli kényelmet biztosít.
Felveszi a test körvonalát, ami fokozza a kellemes komfortot.
A kókuszrostok további merevítést biztosítanak.

- 4 cm | V5018 sárga/fehér memóriahab
- 4 cm | N3038 fehér komforthab
- 1 cm | merevítő kókuszréteg
- 5 cm | N3038 fehér komforthab
- 1 cm | merevítő kókuszréteg
- 4 cm | N3038 fehér komforthab

VASTAGSÁG
19 cm + 1 cm huzat

javasolt alátámasztás:
farugós ágyrács



A nem megfelelő alátámasztás használata garancia vesztéssel jár. Mi számít elfogadott megoldásnak?
Sűrűbb farugós vagy deszkázott típus, maximum 4-5 centiméteres közökkel! Fontos a felhasznált anyagvastagság is,
mivel ha az alátámasztás negatív irányba át tud hajolni, az az ágybetét roncsolódását fogja eredményezni.



ATHÉNE



Antibakteriális hab fekvőfelület

Kemény magjának köszönhetően nagy teherbírású

6 rétegű, gerinckímélő, kókusz-habmatrac

80×200 cm

90×200 cm

100×200 cm

140×200 cm

160×200 cm

180×200 cm

200×200 cm



Az egyszerűbb, de tartósság szempontjából igencsak megbízható kategóriába soroljuk. Ha ár/érték arányban keresel egy kókuszrostokkal megerősített ágybetétet, akkor megtaláltd. Mindkettő felületet használhatod, sőt javasoljuk is a két oldal váltogatását a matrac élettartamának meghosszabbítására. Ezt ha teheted havi rendszerességgel végezd el.

4 cm | R3638 zöld antibakteriális hab

4 cm | N3038 fehér komforthab

1 cm | merevítő kókuszréteg

6 cm | N3038 fehér komforthab


1 cm | merevítő kókuszréteg

4 cm | N3038 fehér komforthab

VASTAGSÁG

19 cm + 1 cm huzat

javasolt alátámasztás:
farugós ágyrács



A nem megfelelő alátámasztás használata garancia vesztéssel jár. Mi számít elfogadott megoldásnak? Sűrűbb farugós vagy deszkázott típus, maximum 4-5 centiméteres közökkel! Fontos a felhasznált anyagvastagság is, mivel ha az alátámasztás negatív irányba át tud hajolni, az az ágybetét roncsolódását fogja eredményezni.

herkulesrugós
matrac

New Beal

A matrac magja herkulesrugós rendszerrel készült, amely az extra rugóknak és az egyedi hőkezelési technológiáknak köszönhetően garantálja a kemény és kiegyensúlyozott alátámasztást. Az ágybetét egyik oldalán puha pamutréteg található, amely nyáron hűsítő hatást biztosít, míg a másik oldalon megtalálható gyapjúréteg télen biztosítja a megfelelő hőmérsékletet alvás közben. A termék oldalán található légáteresztő textil garantálja a kiváló szellőzést, a magas minőségű stepelés egyedi kényelmet biztosít.

Azoknak a 140 kg alatti személyeknek ajánlott, akik szeretik a kifejezetten kemény rugalmasságú, kemény fekvésű, stabil felépítésű teljes orthopedikus téli-nyári oldalas matracot.

keménység
magasság: **25±1** cm | súlykorlát: **140** kg | garancia: **10** év

herkulesrugós
matrac

Diamond



Herkulesrugós rendszerrel gyártott kifejezetten kemény matrac. Keménységét a Konfor herkulesrugós szerkezetének is köszönheti, mely megakadályozza a test besüllyedését, segíti az izmok ellazulását, miközben természetes gerincvonalat tart. A gerinc támasztását a rugókon felül egy extra habréteg is biztosítja. A különleges eljárással, gyémántszem mintás pamutból készült szövet biztosítja a tiszta és friss levegőt a pihenés közben.

Azoknak a 160 kg alatti személyeknek ajánlott, akik szeretik a kifejezetten kemény rugalmasságú, kemény fekvésű, stabil felépítésű teljes orthopédikus matracot.



keménység

magasság: **25±1** cm | súlykorlát: **160** kg | garancia: **10** év